

## Vialka pertlovací ND11

Čirá nebo hnědá krimpovací vialka ND11

- Vialky určené pro GC a HPLC aplikace
- O 40% větší otvor usnadňuje přístup ke vzorkům a snižuje riziko poškození jehly autosamplerem
- Volitelný bílý popisovací keramický štítek
- Vialky dodáváme bez víček, víčka a septa je nutné objednat samostatně

## Technické parametry

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Materiál:       | borosilikátové sklo 1. třídy |
| Průměr x výška: | 11,6 x 32 mm                 |
| Objem:          | 1,5 ml                       |



Pertlovací vialky ND11 - D225600, D225602, D225601, D225603

| Barva | Popisovací plocha | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-------|-------------------|-------------|------------------|
| čirá  | ne                | 100         | D225600          |
| čirá  | ano               | 100         | D225602          |
| hnědá | ne                | 100         | D225601          |
| hnědá | ano               | 100         | D225603          |

## Víčko pertlovací pro vialky ND11

Hliníkový uzávěr s otvorem ve středu a se septem pro pertlovací vialky ND11



D225681 Pertlovací víčko pro vialky ND11



D225682



D225685