

Vialka šroubovací ND9 a ND13

Čirá nebo hnědá vialka se závitem

- Vhodné pro většinu chromatografických autosamplerů
- Široké hrdlo vialek ND9 pro snazší přístup ke vzorkům snižuje riziko poškození jehly
- Volitelná bílá popisovací plocha
- Vialky dodáváme bez víček, víčka se septy je nutné objednat samostatně

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo 5.1 typ I

Vialka	Objem	Průměr	Výška	Síla stěny
ND9	1,5 ml	11,6 mm	32 mm	0,9 mm
ND13	4 ml	14,7 mm	45 mm	1,0 mm



ND9				ND13			
Barva	Popisovací plocha	Balení (ks)	Katalogové číslo	Barva	Popisovací plocha	Balení (ks)	Katalogové číslo
Čirá	ne	100	D225659	Čirá	ne	100	D225663
Čirá	ano	100	D225661	Čirá	ano	100	D225665
Hnědá	ne	100	D225660	Hnědá	ne	100	D225664
Hnědá	ano	100	D225662	Hnědá	ano	100	D225666

Víčko pro vialku ND9

Víčko šroubovací s otvorem a septem

Technické parametry

Materiál: PP



D225791



D225790



D225794

Víčko pro vialku ND13

Víčko šroubovací s/bez otvoru a se septem

Technické parametry

Materiál: PP

Barva: černá



D225797 víčko pro vialku ND13



D225796



D225798