

Vialka pro headspace ND20

Čiré krimpovací vialky ND20 pro headspace s kulatým nebo rovným dnem

- K dispozici s krimpovacím DIN hrdlem nebo zkoseným HS hrdlem (povrchová HS úprava)
- Zesílená stěna 1,2 mm a kulaté dno zajišťují vyšší odolnost vůči vyšším teplotám a tlaku
- Vialky se zkoseným hrdlem HS umožňují lepší těsnění díky menší těsnící ploše
- Lze použít v kombinaci se standardními hliníkovými nebo magnetickými uzávěry nebo uzávěry pro uvolňování tlaku
- Magnetická těsnění jsou kompatibilní s magnetickými transportními autosamplery
- Vialky dodáváme bez víček, požadovaný typ víček objednávejte samostatně

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo 5.1 typ I



Headspace vialky ND20



D225612 Headspace vialka s prodlouženým DIN hrdlem a kulatým dnem




D225606 Headspace vialka s HS hrdlem a rovným dnem

Objem (ml)	Dno vialky	Hrdlo	Průměr (mm)	Výška (mm)	Popisovací plocha	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	Kulaté	HS	22	38,5	ne	100	D225605
5	Rovné	HS	22	38	ne	100	D225606
5	Rovné	DIN	20	38	ne	100	D225607
10	Kulaté	DIN	22,5	46	ne	100	D225608

10	Rovné	DIN prodloužené	22,5	46	ne	100	D225609
10	Rovné	DIN	20	54,5	ne	100	D225610
20	Rovné	DIN prodloužené	22,5	75,5	ne	100	D225611
20	Kulaté	DIN prodloužené	22,5	75,5	ne	100	D225612
20	Kulaté	HS	22,75	75,5	ne	100	D225613
20	Kulaté	HS	22,75	75,5	ano	100	D225614

Uzávěr pro headspace vialky ND20

Standardní, tlakové nebo magnetické uzávěry s otvorem




D225691 Víčko pro ND20 standardní, septum šedý butyl / přírodní PTFE



D225695



D225698



D225692 Víčko tlakové ND20



D225694



D225696



D225697



D225700 Víčko magnetické ND20



D225699