

Víceprvkový standard pro IC aniontový 10 mg/l

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: F^- , Br^- , Cl^- , NO_3^- , PO_4^{2-} , SO_4^{2-}

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

Koncentrace (mg/l)	Ionty	Matrice	Balení	Katalogové číslo
každý 10	F^- , Br^- , Cl^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-}	H_2O	100 ml	R.2030.1
každý 10	F^- , Br^- , Cl^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-}	H_2O	500 ml	R.2030.2