

Víceprvkový standard pro IC aniontový 1000 mg/l - varianta II

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: F⁻, Br⁻, PO₄²⁻

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

Koncentrace (mg/l)	Ionty	Matrice	Balení	Katalogové číslo
každý 1 000	F ⁻ , Br ⁻ , PO ₄ ³⁻	H ₂ O	100 ml	R.2029.1
každý 1 000	F ⁻ , Br ⁻ , PO ₄ ³⁻	H ₂ O	500 ml	R.2029.2