

Víceprvkový standard pro IC aniontový o různých koncentracích

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: F^- , Cl^- , NO_2^- , Br^- , NO_3^- , PO_4^{2-} , SO_4^{2-}

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

Ionty	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
F^- Cl^- NO_2^- Br^- NO_3^- PO_4^{3-} SO_4^{2-}	5 10 15 25 25 40 30	H ₂ O	100 ml	R.2668.1
F^- Cl^- NO_2^- Br^- NO_3^- PO_4^{3-} SO_4^{2-}	5 10 15 25 25 40 30	H ₂ O	500 ml	R.2668.2