

Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (12 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:

12

Bezp. věty (GHS):

H290-H315-H319-EUH208

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
As	2,5
Ba	2,5
Cd	0,5
Cr	5
Cu	5
Hg	0,2
Mo	3
Ni	5
Pb	5
Sb	0,5
Se	0,7
Zn	5

Matrice	Specifikace	Balení	Katalogové číslo
2% HNO ₃	12 prvků	100 ml	R.6810.1
2% HNO ₃	12 prvků	500 ml	R.6810.2