

**Víceprvkový standard pro ICP-MS v roztoku (3 prvky)**

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

**Technické parametry**

Počet prvků:

3

Bezp. věty (GHS):

H290-H315-H319

| Složení standardu - prvky | Koncentrace prvků ve standardu (mg/l) |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Cr                        | 4                                     |
| Fe                        | 20                                    |
| Sr                        | 4                                     |

| Matrice             | Balení | Katalogové číslo |
|---------------------|--------|------------------|
| 2% HNO <sub>3</sub> | 100 ml | R.0381.1         |
| 2% HNO <sub>3</sub> | 500 ml | R.0381.2         |