

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (19 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	19
Objem (ml):	100
Bezp. věty (GHS):	H290-H314-EUH071

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
Ag	50
Al	100
B	15
Ba	5
Be	1
Bi	200
Cd	20
Co	20
Cr	25
Cu	20
Fe	15
Ga	150
In	200
Mn	5
Ni	50
Pb	200
Sr	1
Tl	400
Zn	20

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
5% HNO ₃	19 prvků	R.2636.1