

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (23 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	23
Objem (ml):	100
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (µg/l)
Ca	35000
Mg	15000
Na	8000
K	3000
B	100
Fe	100
Mo	100
Sr	100
As	50
Ba	50
Ni	50
V	50
Zn	50
Mn	30
Co	25
Pb	25
Be	20
Cd	20
Cr	20
Cu	20
Bi	10
Se	10
Tl	10

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
2% HNO ₃	23 prvků	R.2642.1