

**Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (23 prvků, 1000 mg/l)**

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

**Technické parametry**

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet prvků:               | 23                                                                                       |
| Objem (ml):                | 100                                                                                      |
| Složení standardu - prvky: | Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn |
| Bezp. věty (GHS):          | H290-H315-H319-H317-H350i-H360FD-H373-H412                                               |
| Koncentrace prvků:         | 1000 mg/l                                                                                |

| Matrice             | Specifikace         | Katalogové číslo |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 2% HNO <sub>3</sub> | 23 prvků, 1000 mg/l | R.2638.1         |