

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (25 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	25
Objem (ml):	100
Bezp. věty (GHS):	H290-H314-H317-EUH071

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (mg/l)
Al	200
As	5
B	20
Ba	50
Ca	500
Cd	5
Co	20
Cr	40
Cu	20
Fe	100
Hg	0,5
K	100
Li	10
Mg	500
Mn	10
Na	100
Ni	40
P	40
Pb	10
Rb	10
Sr	100
Te	10
Ti	10
V	40
Zn	50

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
---------	-------------	------------------

5% HNO ₃	25 prvků	R.8249.1
---------------------	----------	----------