

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (4 prvky, 1000 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	4
Objem (ml):	100
Složení standardu - prvky:	Ba, Ca, Mg, Sr
Koncentrace prvků:	1000 mg/l
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
2% HNO ₃	4 prvky, 1000 mg/l	R.2637.1