

Víceprvkový standard pro ICP-OES v roztoku (5 prvků, 1000 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	5
Objem (ml):	100
Koncentrace prvků:	1000 mg/l
Složení standardu - prvky:	Ca, K, Mg, Na, P
Bezp.věty (GHS):	H290-H315-H319

Matrice	Specifikace	Katalogové číslo
2% HNO ₃	5 prvků, 1000 mg/l	R.1HP0.1