

## VIOLEŤ METHYLOVÁ 2B

C.I.42535, Basic violet


Ve vodě rozpustné barvivo (30 g/l) podobné krystalové violeti, používá se např. pro barvení fibrinu dle Weigerta.

**CAS:** 8004-87-3

**Vzorec:** C<sub>15</sub>H<sub>14</sub>N<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub>

### Technické parametry

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 393,96                  |
| Indikátor:           | pH 0,15-3,2             |
| Barevný přechod:     | žlutá - fialová         |
| Připravený roztok:   | 0,1 g v 100 ml 96% EtOH |
| Bezp. věty (GHS):    | H302-H410               |



| Čistota         | Balení | Obal | Katalogové číslo |
|-----------------|--------|------|------------------|
| pro mikroskopii | 5 g    | sklo | R.7715.1         |
| pro mikroskopii | 25 g   | sklo | R.7715.2         |
| pro mikroskopii | 100 g  | sklo | R.7715.3         |