

Voda pro buněčné kultury

Připravená ultrafiltrací, reverzní osmózou, deionizací, destilací a sterilizovaná filtrací

Technické parametry

Teplota skladování:

15°C až 30°C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Voda pro buněčné kultury	500 ml	D.17-724F
Voda pro buněčné kultury	12 x 500 ml	D.17-724F.12
Voda pro buněčné kultury	1 l	D.17-724Q
Voda pro buněčné kultury	12 x 1 l	D.17-724Q.12