

Vodivostní mikrocely | COLE-PARMER JENWAY

Vodivostní mikrocely pro měření velmi malého množství vzorku v mikrozkušných nebo malých nádobkách

- Mikrocely o průměru pouhých 4 a 6 mm umožňují přesná měření vzorků o objemu 150 μ l, respektive 200 μ l
- Kompatibilní se stolními konduktometry JENWAY 4510, 4520 and 3540

Technické parametry

Minimální objem vzorku:	150 μ l - mikrocely průměru 4 mm 200 μ l - mikrocely průměru 6 mm
Rozsah měření:	0-150 mS/cm
Teplotní rozsah:	0-60 °C
Materiál cely:	borosilikátové sklo
Materiál elektrod:	platina



Popis	Průměr (mm)	Délka (mm)	Katalogové číslo
Mikrocely skleněná s ATC	4	120	J027815
Mikrocely skleněná s ATC	6	180	J027816