

Vodivostní standardy HANNA a JENWAY

Standardní roztoky pro kalibraci konduktometrů

Technické parametry

Balení:

500 ml



Vodivostní standardy HANNA a JENWAY

Bez certifikátu		S certifikátem	
Standard (μS)	Katalogové číslo	Standard (μS)	Katalogové číslo
10	J025139	10	
84	R352431	84	I671641
1 413	R546931	1 413	I671741
5 000	R547031	5 000	
12 880	R547131	12 880	I671841
1382 ppm TDS standard	J025165	1382 ppm TDS standard	