


Vykrajovač proužků z gelu | NIPPON Genetics

Užitečný vykrajovač pro snadné vyřezávání proužků DNA z agarózového gelu


- Kompaktní vykrajovač pro jednoduché vyříznutí požadovaného proužku z agarózového gelu
- Snadná manipulace, nehrozí poškrábání skla transiluminátoru
- V jednom vykrajovači je možné skladovat více proužků gelu
- Velikost vyříznutého proužku bude vždy 6 × 3 mm
- Šetří čas, jednorázové použití



Vykrajovač proužků z agarózového gelu



Vykrajovač proužků z gelu



Vykrajovač proužků z gelu

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vykrajovač proužků z gelu	50	N000830