

**Výrobník suchého ledu FRIGIMAT® JUNIOR**

Jednoduchá pomůcka pro laboratorní přípravu suchého ledu z tlakové lahve

- Suchý led si vyrobíte rovnou v laboratoři ve chvíli, kdy je potřeba
- Sestava se našroubuje na hlavní ventil tlakové lahve s kapalným oxidem uhličitým opatřené sifonem. Otevřením ventilu se začne unikající oxid uhličitý ochlazovat a vzniklý suchý led je zachytáván v rukávku výrobniku.
- Matka výrobniku odpovídá standardizovanému závitu na tlakových lahvích pro evropský trh

**Technické parametry**

Rozměry rukávku:

15 x 30 cm

Kapacita rukávku:

0,77 kg suchého ledu



Výrobník suchého ledu FRIGIMAT® JUNIOR

| Popis                                  | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|----------------------------------------|-------------|------------------|
| Výrobník suchého ledu FRIGIMAT® JUNIOR | 1           | A388862          |
| Náhradní rukávky                       | 3           | A388861          |

Tlaková lahev musí být vevnitř vybavena trubkou sahající od ventilu až ke dnu lahve, tzv. stoupací trubka, "sifón".