

Weigertův železitý Hematoxylin

Pro acidorezistentní barvení jader

Technické parametry

Obsah balení: Hematoxylin dle Wiegerta roztok A (také samostatně jako [R.X906.1](#)) Hematoxylin dle Weigerta roztok B (také samostatně jako [R.X907.1](#))

Bezp. věty (GHS): H225-H318-H336

Teplota skladování: +20 °C



Weigertův železitý Hematoxylin

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	1 sada*	sklo	R.9192.1