

**WOLFRAMAN SODNÝ DIHYDRÁT****CAS:** 10213-10-2**Vzorec:**  $\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 329,84                  |
| Hustota:             | 3,23 g·cm <sup>-3</sup> |
| Bezp. věty (GHS):    | H302                    |

| Čistota             | Balení | Katalogové číslo |
|---------------------|--------|------------------|
| min 99 %, p.a., ACS | 100 g  | R.2604.1         |
| min 99 %, p.a., ACS | 250 g  | R.2604.2         |
| min 99 %, p.a., ACS | 500 g  | R.2604.3         |