

Wrightův roztok

Roztok eosinu a methylenové modři, pro mikroskopii

- Wrightův roztok je určen zejména pro barvení krevních nátěrů a nátěrů kostní dřeně
- Dále je možno jej využít na barvení široké škály cytologického materiálu, jako je např. moč či sputum

Technické parametry

Bezpečné věty (GHS):

H225-H370-H301+H311+H331

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	500 ml	sklo	R.CN05.1
pro mikroskopii	1 l	sklo	R.CN05.2