

## XYLENE CYANOLE


C.I.42135

**CAS:** 2650-17-1

**Vzorec:** C<sub>25</sub>H<sub>27</sub>N<sub>2</sub>NaO<sub>6</sub>S<sub>2</sub>

### Technické parametry

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Molekulová hmotnost:                                     | 538,6                           |
| Indikátor:                                               | redoxní                         |
| Redoxní potenciál E <sub>0</sub> [V] při pH = 0 a 20 °C: | +1,00                           |
| Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):         | žlutá - růžová                  |
| Pracovní roztok:                                         | 0,2 g v 100 ml H <sub>2</sub> O |
| Bezp. věty (GHS):                                        | H319                            |



| Čistota                        | Balení | Katalogové číslo |
|--------------------------------|--------|------------------|
| pro histologii a elektroforézu | 5 g    | R.A513.2         |
| pro histologii a elektroforézu | 10 g   | R.A513.1         |
| pro histologii a elektroforézu | 25 g   | R.A513.3         |
| pro histologii a elektroforézu | 50 g   | R.A513.4         |