

Yersinia supplement

CIN suplement; lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci *Yersinia enterocolitica*

Technické parametry

Bezpečnostní věty (GHS): H315-H317-H319-H334-H400-H410

Teplota skladování: +4 °C

Aplikace: 1 vialka suplementu se rozpustí v 5 ml sterilní destilované vody a přidá se k 500 ml autoklávaného Yersinia Selective agaru ([R.5780.1](#))

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	10 vialek	sklo	R.4880.1

1 sada suplementu (10 vialek) vystačí na 10 × 500 ml Yersinia Selective agaru ([R.5780.1](#))