

Zásobník na Petriho misky

Nastavitelný zásobník misek

- Nastavitelný podstavec pro použití různě velkých misek
- Jednoduché plnění zásobníku shora, spodní otvor pro odebírání misek po jedné
- Odolný, nekorodující materiál zásobníku umožňuje snadné čištění
- Otevřené strany v celé výšce pro usnadnění plnění a dobrý přehled o obsahu

Technické parametry

Průměr misek:	65 až 102 mm
Kapacita :	15 misek
Materiál:	ABS
Rozměry:	šířka 89 mm, délka 127 až 210 mm, výška 210 mm

