

Želatinový agar (DEV)

Pro počítání celkové mikrobiální populace a detekci mikroorganismů zkapalňujících želatinu ve vzorcích vody

Technické parametry

pH:	7,3 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z masa; 10 g masového extraktu; 5 g chloridu sodného; 10 g želatiny; 15 g agaru
Aplikace:	50 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.HP07.1