

**ŽELEZO - standard pro AAS**

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

**Vzorec:** Fe

- "Traceable to SRM from NIST"

**Technické parametry**

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Bezpečné věty:       | H290- H315-H319                                        |
| Garantovaná čistota: | +mn0,2 %                                               |
| Expirace:            | 24 měsíců pro neotevřenou lahev, 12 měsíců od otevření |
| Materiál láhve:      | HDPE                                                   |

| Prvek | Koncentrace (mg/l) | Matrice             | Balení | Katalogové číslo |
|-------|--------------------|---------------------|--------|------------------|
| Fe    | 1 000              | 2% HNO <sub>3</sub> | 100 ml | R.2252.1         |
| Fe    | 1 000              | 2% HNO <sub>3</sub> | 500 ml | R.2252.2         |