

Židle řady FORMEX | KOVONAX

Židle na kolečkách s opěradlem a nastavitelnou výškou sedáku

- Židle s pevnou chromovanou konstrukcí a pogumovanými kolečky na tvrdé podlahy
- Nastavitelná výška sezení plynovým pístem s ovládáním pomocí páky pod sedákem
- Nastavení výšky opěradla aretačním šroubem
- Sedák a opěradlo čalouněné kvalitní koženkou se zdravotnickým atestem s větší odolností vůči biologickým materiálům a čistícím prostředkům
- Nosnost 150 kg, 5 let záruky výrobce na kovové části

Technické parametry

Model	Konstrukce	Podpěra pod nohy	Sedací výška	Celková výška	Celková šířka	Průměr sedáku	Tloušťka sedáku	Hmotnost
Formex	pětiramenný kříž	výškově nastavitelná spolu se sedákem	540 - 730 mm	910 - 1100 mm	620 mm	400 mm	70 mm	11 kg
Formex KV	kruhová podnož	ne	490 - 620 mm	890 - 1020 mm	500 mm	400 mm	110 mm	10 kg
Formex FKV	podnož tvaru "F"	výškově nastavitelná	550 - 680 mm	940 - 1070 mm	620 mm	400 mm	110 mm	12 kg



Židle Formex

Židle se zvýšeným čalouněním a opěradlem

- Kolečka na pětiramenném kříži a podpěra nohou výškově stavitelná v závislosti na výšce sezení
- Výška podpěry nohou se nastavuje spolu s nastavováním výšky sezení aretačním šroubem

Barva koženky	Katalogové číslo
Žlutá Meditap 1123	L036460.Y
Fuchsiová Meditap 3333	L036460.F
Světle modrá Meditap 5040	L036460.M
Světle zelená Meditap 6274	L036460.Z
Šedá Meditap 7000	L036460.G
Světle šedá Meditap 9001	L036460.N


Černá Meditap 9011

L036460.B

Židle dodáváme standardně s koženkou Meditap s oděruvzdorností 200 000 cyklů v uvedených barvách. Pro jinou barevnou verzi (viz vzorník) si vyžádejte nabídku.



Židle Formex



Barvy koženky použité na sedáky a opěradla

Židle Formex KV

Židle s vysokým čalouněním a opěradlem


- Kruhová podnož s pěti kolečky

Barva koženky	Katalogové číslo
Žlutá Meditap 1123	L064631.Y
Fuchsiová Meditap 3333	L064631.F
Světle modrá Meditap 5040	L064631.M
Světle zelená Meditap 6274	L064631.Z
Šedá Meditap 7000	L064631.G
Světle šedá Meditap 9001	L064631.N
Černá Meditap 9011	L064631.B

Židle dodáváme standardně s koženkou Meditap s oděruvzdorností 200 000 cyklů v uvedených barvách. Pro jinou barevnou verzi (viz vzorník) si vyžádejte nabídku.



Židle Formex KV



Barvy koženky použité na sedáky a opěradla

Židle Formex FKV

Židle s vysokým čalouněním, opěradlem a s výškově nastavitelnou kruhovou podpěrou nohou


- Kolečka na podnoži tvořeném pětiramenným křížem ve tvaru "F"
- Nastavení výšky podpěry nohou aretačním šroubem

Barva koženky	Katalogové číslo
Žlutá Meditap 1123	L066631.Y
Fuchsiová Meditap 3333	L066631.F
Světle modrá Meditap 5040	L066631.M
Světle zelená Meditap 6274	L066631.Z
Šedá Meditap 7000	L066631.G
Světle šedá Meditap 9001	L066631.N
Černá Meditap 9011	L066631.B

Židle dodáváme standardně s koženkou Meditap s oděruvzdorností 200 000 cyklů v uvedených barvách. Pro jinou barevnou verzi (viz vzorník) si vyžádejte nabídku.



Židle Formex FKV



Barvy koženky použité na sedáky a opěradla