

ZINEK

CAS: 7440-66-6

Vzorec: Zn

Technické parametry

Atomová hmotnost: 65,39

Hustota: 7,14 g·cm⁻³



Zinek

ZINEK

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H260-H250-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
práškový, pyroforický min 90 %, čistý	100 g	Z 01301
práškový, pyroforický min 95 %, p.a.	100 g	Z 01101
granulovaný, ACS	100 g	Z 01211

ZINEK

Specifikace	Bezp. věty (GHS)	Balení	Katalogové číslo
práškový <63 µm min 98 %, stabilizovaný	H410	500 g	Z 01501
práškový <63 µm min 98 %, stabilizovaný	H410	1 kg	Z 01503
práškový <63 µm min 98 %, stabilizovaný	H410	2,5 kg	Z 01502

granulovaný 0,3-1,5 mm min 99,99 %, p.a.	-	100 g	R.3093.1
granulovaný 0,3-1,5 mm min 99,99 %, p.a.	-	250 g	R.3093.2
granulovaný 0,3-1,5 mm min 99,99 %, p.a.	-	500 g	R.3093.3
granulovaný 5-15 mm min 99,99 %, p.a.	-	250 g	R.AE99.1
granulovaný 5-15 mm min 99,99 %, p.a.	-	500 g	R.AE99.2
granulovaný 5-15 mm min 99,99 %, p.a.	-	1 kg	R.AE99.3
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	-	25 g	R.5345.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	-	100 g	R.5345.2