

Živný agar

Pro kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 6579, ISO 10273
pH:	6,8 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	3 g masového extraktu; 5 g peptonu ze želatiny; 15 g agaru
Aplikace:	23 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79280
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79282