

Živný agar (DEV)

Pro biochemickou analýzu *E. coli* a koliformních bakterií ve vzorcích vod a jiných materiálů

Technické parametry

Certifikáty:	DEV, DIN 38 411
pH:	7,3 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g masového peptonu; 10 g masového extraktu; 5 g NaCl; 18 g agaru
Aplikace:	43 g na 1 l agaru

Specifikace	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL02.1
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.CL02.2
pro mikrobiologii	5 kg	plast	R.CL02.7