

Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem FastGene | NIPPON GENETICS

Sterilní centrifugační zkumavky o objemu 15 a 50 ml s barevnými šroubovacími víčky a bílou popisovací plochou

- Kónické polypropylenové zkumavky s barevně odlišenými víčky pro snadnější organizaci vzorků (v balení 5 různých barev víček)
- Výborná tepelná, mechanická a chemická odolnost
- Černá stupnice pro snadnější orientaci a velká bílá popisovací plocha na boku zkumavek
- Bez DNáz, RNáz, DNA, ATP, pyrogenů a endotoxinů

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	-80 až +121 °C
Maximální RCF:	12 000 x g

Zkumavka	15 ml	50 ml
Rozměry zkumavky	14,7 x 118,4 mm	29,3 x 114,2 mm
Rozměry popisovací plochy	14 x 42 mm	19 x 64 mm
Stupnice	1,5 až 14,5 ml po 0,5 ml	5 až 47,5 ml po 2,5 ml



Centrifugační zkumavky 15 ml



Centrifugační zkumavky 50 ml



Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	20 x 25 ks v sáčku	N023015
50	20 x 25 ks v sáčku	N023050