

## Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem | NEST


Sterilní centrifugační zkumavky s dokonale těsnícím víčkem

- Zkumavky s tištěnou orientační stupnicí a bílou popisovací plochou
- Ploché popisovatelné víčko
- Konstrukce uzávěrů pro otevírání jednou rukou umožňuje snadnou manipulaci
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogení, sterilizované E-paprskem (SAL=10<sup>-6</sup>)

### Technické parametry

|                    |    |
|--------------------|----|
| Materiál zkumavky: | PP |
| Materiál víčka:    | PP |

| Zkumavka            | 15 ml      | 50 ml      | 50 ml stojící |
|---------------------|------------|------------|---------------|
| Maximální přetížení | 12 000 × g | 12 000 × g | 5 000 × g     |



| Objem (ml) | Typ zkumavky | Balení                 | Katalogové číslo |
|------------|--------------|------------------------|------------------|
| 15         | kónické dno  | 10 x 50 ks ve stojánku | N601051          |
| 15         | kónické dno  | 10 x 50 ks v sáčku     | N601052          |
| 50         | kónické dno  | 20 x 25 ks ve stojánku | N602051          |
| 50         | kónické dno  | 20 x 25 ks v sáčku     | N602052          |
| 50         | stojící      | 20 x 25 ks v sáčku     | N602072          |