

Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem | RATIOLAB

Centrifugační zkumavky o objemu 15 a 50 ml se stupnicí a bílou popisovací plochou

- S červeným šroubovacím uzávěrem, graduací a matnou plochou pro psaní
- Zkumavky v nesterilní i sterilní variantě
- Sterilní zkumavky jsou bez DNáz, RNáz, pyrogenů, endotoxinů a ATP
- Balené v sáčku

Technické parametry

Materiál zkumavky:	PP
Materiál víčka:	HDPE
Teplotní odolnost:	-80 až +121 °C

Zkumavka	15 ml	50 ml	50 ml stojící
Maximální přetížení	11 000 × g	11 000 × g	7 000 × g
Rozměry	17 × 120 mm	30 × 115 mm	30 × 115 mm



Nesterilní				Sterilní			
Objem (ml)	Typ zkumavky	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Typ zkumavky	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	kónické dno	750	R.1E4L.1	15	kónické dno	750	R.1E4N.1
50	kónické dno	300	R.1E4P.1	50	kónické dno	300	R.1E4T.1
50	stojící	250	R.1E4X.1	50	stojící	250	R.1E4Y.1