


Zkumavka centrifugační se žlutým šroubovacím víčkem | TPP

Centrifugační zkumavky o objemu 13 - 50 ml s popisovacím víčkem

- Popisovací plocha na víčku i na boku zkumavky
- Těsnící, nestrhnutelné víčko
- Stupnice s graduací po 0,1 ml, respektive 0,5 ml
- Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál:	PP
Maximální přetížení úhlových rotorů:	15 500 × g



Zkumavka centrifugační

Objem (ml)	Tvar dna	Rozměry prům. x výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	kulaté	17,1 x 105	800 (40 x 20)	N910160
13	kulaté	17,1 x 105	40	K081151
13	rovné	17,1 x 100	800 (40 x 20)	N910190
15	kulaté	17,1 x 120	800 (40 x 20)	N910170
15	kulaté	17,1 x 120	40	N910180
15	kónické	17,1 x 120	800 (40 x 20)	N910150
50	kulaté	30 x 115	360 (18 x 20)	N910560
50	kónické	30 x 115	360 (18 x 20)	N910500
50	kónické, stojící	30 x 115	320 (16 x 20)	N910510