

Zkumavka kultivační s prodyšným šroubovacím víčkem | NEST

Sterilní centrifugační zkumavky s filtrem ve víčku umožňujícím výměnu plynů s okolím

- Zkumavky vhodné pro kultivaci savčích buněk
- Víčko s otvory a 0,22μm hydrofobním PTFE filtrem umožňuje výměnu plynů s okolím bez rizika kontaminace
- Průhledná část zkumavky umožňuje kontrolu vzorků během kultivace
- Popisovací část pro snadné značení vzorků
- Bez DNáz/RNáz, lidské DNA, nepyrogení, necytotoxické, sterilizované E-paprskem


Technické parametry

Materiál zkumavky:


PP

Materiál víčka:

HDPE



Zkumavka kultivační s prodyšným šroubovacím víčkem



Detail prodyšného víčka

Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	10x10	N788211