

ZYMOLYÁZA® 100T

≥100 U/mg, lytikáza, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z *Arthrobacter luteus*

CAS: 37340-57-1

Technické parametry

Teplota skladování:

+4 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 100 U/mg, pro biochemii a molekulární biologii	100 mg	sklo	R.9329.1
min 100 U/mg, pro biochemii a molekulární biologii	500 mg	sklo	R.9329.2